


"Design + Massage Teknologi + Funktion = Inada Massagel"

Med en banbrytande teknik och funktionalitet erbjuder Inada vrldens bsta och mest utvecklade behandlande massagelstolar.

Inada Robostic r frsta massagelstolen dr man anvnder robotteknik fr att styra massageprogrammen. Med Inadas joystick r det ltt att exakt styra massagerullarnas lge, intensitet och hrddhet fr att skrddarsy ett individuellt massageprogram.




Knda upp och ner i ryggen genom att lyfta upp eller trycka joysticken nedt.



ka och minska massagerullarnas tryck mot ryggen genom att skjuta joysticken ifrn dig eller dra den mot dig.



ka eller minska kndningshastigheten med vnster manver ratt.



ka och minska tapping hastigheten med hger manver ratt.



Med joysticken koordineras en variation av massagerrelser fr att skrddarsy massagen som Du vill ha den.

Stll in position, hrddhet och hastighet p de olika massagerrelserna.

FAMILY
**inada
chair**



Andersson Förlag AB
054-15 25 70
www.massagestolar.se



Inadas revolutionerande växelverkande "3D rullmekanism"

Den här nya tekniken möjliggör mycket finkänslig justering av massagerullarnas rörelser.

Musklerna kring midjan, ryggradens krökning, skulderbladen och nacken varierar från person till person följaktligen måste den nya tekniken även ta hänsyn till detta. När de optiska sensorerna lokaliserat behandlingspunkterna anpassar 3D systemet inställningen på de fyra massagerullarna för en individuell jämn och djup massagebehandling. Massagerullarnas rotation efterliknar handledsrörelsen på en professionell massageterapeut.



I takt med teknikens framsteg kan behandlingspunkternas placering lokaliseras med mycket stor exakthet

Den växelverkande 3D rullmekanismen möjliggör att massagerullarnas vertikalläge kan ändras upp till 6 cm. I de manuella programmen är det mycket enkelt att med Inadas nyutvecklade joystick exakt styra massagerullarnas position, rörelse och hastighet.

Tio automatprogram

Professionell massage påverkar inte bara de områden som blir masserade utan hela kroppen genom rätt behandlingspunkter. En teknik som är inbyggd i de här programmen. Du kan växla mellan 3D och normalprogram genom att trycka på programknappen ytterligare en gång.

Välj mellan följande automatprogram:

Fullbody Relief (3D) ↔ **Fullbody Relief (Normal)**

Helkroppsmassage Generellt program.

Stiff Shoulders (3D) ↔ **Stiff Shoulders (Normal)**

Fokuserar massagen på nacke och skuldror.

Lower Back Tension / Lower Back Tension (3D) ↔ **Lower Back Tension (Normal)**


Fokuserar massagen på ländryggen

Shiatsu (3D) ↔ **Shiatsu (Normal)**

Samma som helkroppsmassage men baserad på akupressurteknik.

Seat (3D) ↔ **Seat (Normal)**

En kombination av vibratorer och tryckluftskuddar. Massagen stimulerar sätesmusklerna.



Automatiskt detektorsystem


Med hjälp av optiska sensorer lokaliseras akupressurpunkter som är individuella för varje person.

Fotstödet justering

Sensorer vid hälarna gör att längdjusteringen av fotstödet sker automatiskt.

Genomgripande benmassage

Luftkuddarna omsluter benen och trycker åt i pulsintervall. Enligt Japansk akupressurteori masseras områden längst från hjärtat. Lindrar trötthet och spänning samt stimulerar blodcirkulationen.



Utvecklad Fotmassage

Luftkuddar masserar häl, hålfot, vrist, trampdyna och tår. Vibratorer stimulerar fotsulan.

